

PC-FM 3027

Συσκευή μασάζ ποδιών, 80W

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτά τα εγχειρίδια οδηγιών

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχανήμα ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύμβολο αυτό υπογραμμίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε πάντα το φιλτράκι από την πρίζα (τραβήξτε το φιλτράκι, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφαιρέστε τα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κλπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για τη συσκευή

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές,



αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο.
- Η συσκευή έχει μια καυτή επιφάνεια. Τα άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Σε περίπτωση που το νερό διαφεύγει από τη συσκευή, η συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.
- Η συσκευή πρέπει να γεμίζεται μόνο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε λάδια μπάνιου, αφρόλουτρα ή άλλες ουσίες.
- Μην κοιμάστε, ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από 20 λεπτά.
- Καθίστε πριν βάλετε τα πόδια σας στη συσκευή. Μην στέκεστε όρθιοι εάν τα πόδια σας είναι ακόμα στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή στο ντους.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα ενώ τα πόδια σας βρίσκονται στο νερό.

Οδηγίες υγείας

- Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία για την υγεία σας, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Αυτό ισχύει επίσης για άτομα με βηματοδότες, διαβήτη ή άλλες ασθένειες, για γυναίκες που είναι έγκυες ή για άτομα με μυϊκούς/αρθρικούς πόνους. Ο συνεχής πόνος μπορεί να είναι σύμπτωμα σοβαρής ασθένειας.
- Το μασάζ πρέπει να έχει ευχάριστη και χαλαρωτική επίδραση. Εάν αισθάνεστε ατονία ή πόνο μετά από ένα μασάζ, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές μασάζ με ανοιχτές πληγές, σε μέρη του σώματος με κυκλοφορικό πρόβλημα, με πρηξίματα, εγκαύματα, φλεγμονές ή πληγές με πύον.

Σημειώσεις Χρήσης

Τοποθεσία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή και αντιολισθητική επιφάνεια.

Καλώδιο τροφοδοσίας

Μην σπρώχνετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο περίβλημα της συσκευής.

Χρήση

Στεγνό Μασάζ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς νερό για το μασάζ στα πόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά τη διάρκεια του στεγνού μασάζ η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο στη θέση "Μασάζ" 1.

Υγρό μασάζ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην γεμίζετε τη συσκευή με καυτό νερό!

Για να απολαύσετε ένα υγρό μασάζ, γεμίστε τη συσκευή με ζεστό νερό.

Ποδόλουτρο

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στο πάτωμα έτσι ώστε να μπορείτε να καθίσετε άνετα μπροστά της.
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει τοποθετηθεί πριν γεμίσετε τη συσκευή. Γεμίστε τη συσκευή με κρύο ή ζεστό νερό. Μην γεμίζετε τη συσκευή πάνω από τη ένδειξη MAX (βλέπε εσωτερικό τοίχο (MAX)).
3. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα ασφαλείας.
4. Καθίστε και βάλτε τα πόδια σας στη συσκευή.
5. Θέστε τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, ενεργοποιώντας το διακόπτη στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

0 Off

1 Massage (Μασάζ)

2 Heat + Whirl

(Θερμότητα + μπουρμπουλήθρες)

3 Heat + Whirl + Massage

(Θερμότητα + μπουρμπουλήθρες + μασάζ)

6. Απολαύστε ένα βαθύ, διαπεραστικό μασάζ κουνώντας τα πόδια σας μπροστά και πίσω πάνω από τα εξογκώματα.
7. Για μια ειδική ρεφλεξολογία ποδιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον τους κυλίνδρους μασάζ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο σκοπός της θερμότητας που παράγεται από τη συσκευή δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για τη θερμοκρασία του νερού. Παράγεται για να αποφευχθεί η ταχεία ψύξη του.

Μετά από τη χρήση

1. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή στο 0 και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
2. Αδειάστε το νερό από τη συσκευή, χρησιμοποιώντας το άνοιγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην ρίχνετε ποτέ το νερό πάνω από τον διακόπτη επιλογών λειτουργίας.

Καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει πλήρως!
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρματίνη βούρτσα ή οποιαδήποτε λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

Μασάζ Rolls

Οι κύλινδροι μασάζ μπορούν να αφαιρεθούν για ευκολότερο καθαρισμό.

Κύλινδροι μασάζ στην κορυφή της συσκευής:

Πιέστε τους κυλίνδρους μασάζ στη μία πλευρά μέχρι το σημείο αναστολής και αφαιρέστε τους.

Κύλινδροι μασάζ στη συσκευή:

Τραβήξτε τους κυλίνδρους **προσεκτικά** και ευθεία προς τα πάνω!

Αποθήκευση/Συντήρηση

- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προστεθεί ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.
- Στεγνώστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

